

PRO-LINE KERAMICKÁ PASTA VE SPREJI

Pro-Line Keramik-Spray

POPIS

Tato keramická pasta je vhodná pro mazání, uvolňování a ochranu proti korozi při extrémně vysokých teplotách a tlacích. Pokrývá cca 90 % všech běžných aplikací mazacích past. Zabraňuje poškození při zabíhání, trhavým kluzným pohybům (Stick Slip efekt), opotřebením a rovněž zadírání a studenému svařování. Obzvláště se hodí pro velmi nízké posuvné rychlosti a/nebo kmitavé pohyby. Disponuje nejen vynikající odolností proti teplé a studené vodě, ale i také velmi dobrou odolností vůči kyselinám a luhům. Uvolňovací účinek do +1400 °C. Neobsahuje žádné kovy.

VLASTNOSTI

- zabraňuje pískání brzd
- snáší velmi vysoké tlaky
- zabraňuje zadírání a svařování stykových ploch za studena
- zabraňuje trhavým pohybům (Stick Slip)
- neutrální vůči všem obvyklým těsnicím materiálům
- dobrá odolnost vůči vodě
- není toxická
- částečně rezistentní vůči organickým kyselinám a luhům
- bez obsahu silikonu

TECHNICKÁ DATA

Barva / vzhled	: šedá	
Báze	: minerální oleje, pevné mazací látky	
Zpevňovadlo	: bentonit	
Zápach / vůně	: charakteristický	
Teplotní rozpětí pro použití	: -30 – +250 °C	
Klasifikační stupeň NLGI	: 2	ISO 2176
Hnací plyn	: propan, butan	

OBLAST POUŽITÍ

Používá se k mazání vysoce zatěžovaných kluzných povrchů všech druhů, jako jsou šroubové, zástrčné a bajonetové spoje z oceli a neželezných kovů. Pro uvolňování tepelně namáhaných dílů, např. u spalovacích motorů, turbín a automobilových brzdových systémů. Ochrana proti korozi na šroubech, čepech, kolíkách, přírubách, vřetenech a lícovaných spojích.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Ošetřované plochy musí být čisté, zbavené usazenin, špíny a vlhkosti. Před použitím dózu dobře protřepat. Podle potřeby nastříkat požadovanou tloušťku vrstvy. Díky vyklápěcímu stříkácímu nástavci je možno aplikovat prostředek s dokonalou přesností. Pokud je stříkácí nástavec sklopený, je možná plošná aplikace prostředku. Lze stříkat i s dózou otočenou dnem vzhůru.

DOSTUPNÁ BALENÍ

400 ml	aerosolová dóza	Obj. č. 7385	D-GB-I-E-P
400 ml	aerosolová dóza	Obj. č. 9907	GB-DK-FIN-N-S
400 ml	aerosolová dóza	Obj. č. 20673	D-NL-F-GR-RUS

